



**КД1.100**



**КД1.200**



**КД1.300**

**Ліжко медичне дитяче з механічним регулюванням, мобільне (на колесах зі стопором).**

- ✓ Каркас, спинки, бічні огороження виготовлені зі сталевих труб, покритих білою порошковою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 1300х600 мм.
- ✓ Рухоме ложе регулюється по висоті (555-875 мм) та за кутом нахилу (**анти- та Тренделенбурга**).
- ✓ Бокові огороження регулюються по висоті (4 положення): 1035–1320 мм.
- ✓ На ліжко встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні.
- ✓ Варіанти модифікації: односекційне, двосекційне, трьохсекційне.

**Додатково ліжко може комплектуватися:**

- Штативом для тривалих вливань
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
<b>КД1.100</b>	1350(1530)х655(840)х1480	Мобільне	Односекційне	Механічне
<b>КД1.200</b>	1350(1530)х655(840)х1480	Мобільне	Двосекційне	Механічне
<b>КД1.300</b>	1350(1530)х655(840)х1480	Мобільне	Трьохсекційне	Механічне