



КД2.100

Ліжко медичне для новонароджених мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – знімна кювета з прозорого пластику.
- ✓ Кювета регулюється за кутом нахилу — 11°.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Матрацом із водонепроникним чохлом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КД2.100	745x445x960	Мобільне	Кювета	Механічне



СМ10.100



СМ10.110



СМ10.201



Сповивальні медичні столики з м'яким ложем.

- ✓ Корпус виготовляється з ламінованої ДСП без каркасу або з каркасом з алюмінієвого сплаву.
- ✓ Відкритий, з шухлядою або заповнений тумбою. Варіанти виконання — згідно таблиці артикулів.

Додатково столик може комплектуватися:

- Роликівими опорами з фіксатором руху
- ✓ Кольори шкірозамінника та ЛДСП можна замінити на обрані зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Модифікація	Корпус	Ложе
СМ10.100	850x700x850	Полиця під стільницею	ЛДСП в профілі	Шкірозамінник
СМ10.101	850x700x850	2 двері, полиця всередині	ЛДСП в профілі	Шкірозамінник
СМ10.110	850x700x850	Шухляда, полиця внизу	ЛДСП в профілі	Шкірозамінник
СМ10.200	850x700x850	Полиця під стільницею	ЛДСП	Шкірозамінник
СМ10.201	850x700x850	2 двері, полиця всередині	ЛДСП	Шкірозамінник
СМ10.210	850x700x850	Шухляда, полиця внизу	ЛДСП	Шкірозамінник