

**ШМ****Шафа для посуду****A MED**  
Медичні меблі**ШМ1.101****ШМ2.100****ШМ3.200**

- ✓ Шафа медична для посуду виготовляється на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25x25 мм. Не має гострих кутів.
- ✓ Також може бути виготовлена з ламінованої ДСП чи скла або їх комбінації.
- ✓ Розташована на ніжках з регульованими опорами.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Матеріал
<b>ШМ1.100</b>	475x400x1800	Нижня частина ДСП, верх – скло
<b>ШМ1.101</b>	475x400x1800	ДСП
<b>ШМ1.210</b>	475x600x1800	Нижня частина ДСП, верх – скло
<b>ШМ1.211</b>	475x600x1800	Скло
<b>ШМ2.100</b>	900x400x1800	ДСП, скляні двері
<b>ШМ2.200</b>	900x600x1800	Нижня частина ДСП, верх – скло
<b>ШМ3.100</b>	900x400x1800	ДСП
<b>ШМ3.200</b>	900x600x1800	Скло