




КПП1.200



КПП1.100



КПП2.200



Каталка медична (на колесах зі стопором) з м'яким фіксованим ложем або знімним металевим.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Підголівник ложа каталок регульований (окрім анатомічної **КМА1.100**).
- ✓ Каталки з м'яким ложем комплектуються відбійниками та можуть бути регульованими по висоті (механіка або газліфт).

Додатково каталка може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Матрацом (КПП1.100)
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Модифікація	Регулювання
КПП1.100	2240x690x860	Метал	Знімне ложе	-
КПП1.200	2175x695x850	Шкірозамінник	М'яке ложе	-
КПП2.100	2175x695x550-850	Шкірозамінник	М'яке ложе	Механічне
КПП2.200	2175x695x550-850	Шкірозамінник	М'яке ложе	Газліфт
КМА1.100	2240x690x860	Нержавіюча сталь	Анатомічна, знімне ложе	-