



ШМ4

Шафа для лікарських засобів та інструментів



ШМ4.121



ШМ4.122



ШМ4.123

- ✓ Шафа для лікарських засобів та інструментів виготовлена з листової сталі, покритої епокси-поліефірної порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.
- ✓ Шафа може виготовлятися з металевими або скляними дверима в металевій рамці. Може бути обладнана замками, вбудованим сейфом.
- ✓ Розташована на ніжках із регульованими опорами.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Комплектація	Матеріал виготовлення
ШМ4.110	450x400x1800		Бокові стінки та двері – скло
ШМ4.111	450x400x1800		Двері – скло
ШМ4.112	450x400x1800		Верхня частина – скляні двері, нижня – метал
ШМ4.113	450x400x1800	Сейф	Верхня частина – скляні двері, нижня – метал
ШМ4.121	900x400x1800		Двері – скло
ШМ4.122	900x400x1800		Верхня частина – скляні двері, нижня – метал
ШМ4.123	900x400x1800	Сейф	Верхня частина – скляні двері, нижня – метал