

КМ
Кушетка медична оглядова



КМ2.201

КМ3.200

КМ1.200



Кушетки медичні стаціонарні з м'яким ложем та регульованим підголівником.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Ложе і підголівник оббиті медичним шкірозамінником з підвищеною зносостійкістю.
- ✓ Кут підйому підголівника від 0 до 60°.

Може комплектуватися:

- Висувними шухлядами
- Тримачем для рушників
- Підколінними опорами з поліуретану та гінекологічним тазом з нержавійки
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Модифікація	Комплектація
КМ1.100	1980x600x620	Шкірозамінник	Трьохсекційна	Регульоване ложе
КМ1.101	1980x600x620	Шкірозамінник	Оглядова	-
КМ1.200	1980(2055)x600x500	Шкірозамінник	Гінекологічна	Підколінні опори, таз
КМ2.100	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	-
КМ2.101	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	Тримач для рушників
КМ2.200	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	Тумба 2 шухляди
КМ2.201	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	Тримач та тумба
КМ3.200	1980x600x900	Шкірозамінник	Висока	-
КМ6.200	1980x800x620	Шкірозамінник	Процедурна (широка)	-

КМ4
Кушетка фізіотерапевтична



КМ4.200

КМ4.101



Кушетки фізіотерапевтичні з м'яким ложем та регульованим підголівником.

- ✓ Каркас виготовлений з дерев'яного бруса.
- ✓ Ложе і підголівник оббиті медичним шкірозамінником з підвищеною зносостійкістю.
- ✓ Кут підйому підголівника від 0 до 60°.
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Каркас	Модифікація
КМ4.101	1980x600x500	Шкірозамінник	Дерево	Фізіотерапевтична
КМ4.200	1980x600x700	Шкірозамінник	Дерево	Висока