



ШМ4

Шафа для ендоскопів

A MED
Медичні меблі



ШМ4.114

- ✓ Шафа медична для ендоскопів виготовлена з листової сталі, покритої епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою, обладнана скляними дверима в металевій рамці.
- ✓ Шафа комплектується:
 - Бактерицидною лампою з металевим щитком
 - Кріпленнями для ендоскопів з нержавіючої сталі
 - Знімними піддонами з нержавіючої сталі
 - Лотками для дрібних деталей
 - Таймером роботи бактерицидної лампи для її автоматичного відключення
 - Замком
 - Електричним кабелем довжиною 1500 мм
- ✓ Шафа розташована на ніжках з регульованими опорами.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Матеріал виготовлення
ШМ4.114	450x400x1800	Метал, двері – скло
ШМ4.214	700x600x2400	Метал, двері – скло