



H1

Негатоскоп

A MED
Медичні меблі



H1.100



H3.100

- ✓ Негатоскоп дозволяє читати та аналізувати рентгенівський знімок безпосередньо під час огляду пацієнта.
- ✓ Оснащується спеціальним екраном, виготовленим з акрилового скла, лампами рівномірного освітлення, фіксатором знімка, настінним кріпленням.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Виконання
H1.100	400x50x500	Однокадровий
H2.100	800x50x500	Двохкадровий
H3.100	1200x50x500	Трьохкадровий
H4.100	1500x50x500	Чотирьохкадровий