



ШТЗ.101



ШТ2.101



Ширми медичні — пересувні перегородки для комфорту пацієнтів

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб діаметром 20 мм, покритих білою порошковою фарбою.
- ✓ Матеріал ширми: медична тканина (100% поліестер).
- ✓ Розташовані на роликових опорах зі стопором.
- ✓ Колір тканини можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Матеріал	Модифікація
Ш1.101	750x400x1705	Метал	Тканина медична	Одна секція
Ш2.101	1500x400x1705	Метал	Тканина медична	Дві секції
Ш3.101	2250x400x1705	Метал	Тканина медична	Три секції



ШТ1.200



ШТ1.100



СТМ1.200



СТМ1.110

Штативи медичні для тривалих вливань пересувні, регулюються по висоті 1200-2000 мм.

- ✓ Виготовлені з металу або нержавіючої сталі, встановлені на п'ятипроменевої основі з роликами.
- ✓ Укомплектовані: гачками для систем, підвісами для ємностей з розчинами.

Сходинок медичні для зручності розміщення пацієнтів на кушетки, крісла, тощо.

- ✓ Виготовлені з металу або нержавіючої сталі, встановлені на протиковзкі опори.
- ✓ Поверня сходинок прогумована.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Комплектація	Модифікація
ШТ1.100	550x550x1200(2000)	Метал	Два гачки, два підвіси	Пересувний
ШТ1.200	550x550x1200(2000)	Нержавіюча сталь	Два гачки, два підвіси	Пересувний
СТМ1.100	490x260x220	Метал	Антиковзке покриття	Одна сходинок
СТМ1.110	490x260x220	Нержавіюча сталь	Антиковзке покриття	Одна сходинок
СТМ1.200	490x475x390	Метал	Антиковзке покриття	Дві сходинок
СТМ1.210	490x475x390	Нержавіюча сталь	Антиковзке покриття	Дві сходинок