




KM5.100



Стіл масажний з м'яким ложем та регулюванням по висоті.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Ложе стола можна регулювати від 600 мм до 900 мм з кроком 100 мм.
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Модифікація	Комплектація
KM5.100	2250x400x1705	Шкірозамінник	Регулювання по висоті	Отвір для обличчя