




**КГ1.100**



**Крісло гінекологічне стаціонарне з відкидною сходиною та гінекологічним лотком.**

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епоксидно-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Спинка і стегнова секція з механічним регулюванням.
- ✓ Висота сидіння від підлоги 900 мм.
- ✓ Допустиме навантаження — 150 кг.

**Крісло комплектується:**

- знімними підколінними опорами з поліуретану;
  - порами для рук;
  - гінекологічним лотком з нержавіючої сталі (знімний, вставлений у висувну рамку під сидінням);
  - відкидною сходиною.
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГ), мм	Ложе	Модифікація	Комплектація
КГ1.100	1460x600	Шкірозамінник	Трьохсекційне	Сходина, лоток