




КСД3.100



КСД2.100



Крісла сорбційні м'які з регулюванням спинної та ножної секцій.

- ✓ Каркас виготовлений з металу, покритого білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Комплектуються регульованими підлокітниками.
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.


Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Сидіння	Модифікація	Особливість
КСД2.100	1270х600(820)х1280	Шкірозамінник	Розкладне	Гвинтове регулювання
КСД3.100	1200х475(695)х1280	Шкірозамінник	Діалізне	Поворот на 360°



СМ11.100



КСД1.100



М'які столик та стілець для забору крові.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Підлокітні опори регульовані по висоті та за кутом нахилу **в 2-х площинах.**
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Регулювання
СМ11.100	590х550х700(900)	Шкірозамінник	Столик	Гвинтове
КСД1.100	630х600х870	Шкірозамінник	Стілець	Гвинтове