



ПМ2.200



ПМ3.200



ПМ1.100

Підставки медичні пересувні з металу або нержавіючої сталі на п'ятипроменевої основі.

- ✓ Підставки під тази комплектуються медичними тазами з нержавійки.
- ✓ Підставки під бікс — з затискачами та важільним механізмом з педаллю для відкриття без допомоги рук.
- ✓ Верхня частина підставок з нержавійки регулюється за допомогою затискного гвинта.
- ✓ Опори роликові.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Основа	Призначення	Комплектація
ПМ1.100	550x550x900(1300)	Метал	Під тази	Один таз
ПМ1.200	550x550x900(1300)	Нержавіюча сталь	Під тази	Один таз
ПМ2.100	654x550x900(1300)	Метал	Під тази	Два тази
ПМ2.200	654x550x900(1300)	Нержавіюча сталь	Під тази	Два тази
ПМ3.100	535x535x1520	Метал	Під бікс	Педаль, затискач
ПМ3.200	535x535x1520	Нержавіюча сталь	Під бікс	Педаль, затискач