



СМ6

Стіл для лікаря

A MED
Медичні меблі



СМ6.100

- ✓ Стіл для лікаря СМ6 може виготовлятися у двох варіантах виконання:
 - 3 ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25x25 мм
 - 3 ламінованої ДСП
- ✓ Варіант виконання – кутовий.
- ✓ Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
- ✓ Стіл розташований на ніжках із регульованими опорами.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Стільниця	Матеріал виготовлення
СМ6.100	1600x1300x750	Ламінована ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
СМ6.200	1600x1300x750	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
СМ6.110	1600x1300x750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП