

**САЗ.300**  
**Стіл медичний інструментальний**  
**високий**



**САЗ.300**

**Стіл медичний високий інструментальний з нержавіючої сталі, мобільний.**

- ✓ Призначений для розміщення інструментів, матеріалів, медикаментів в перев'язувальних та операційних.
- ✓ Каркас, виготовлений із прямокутних труб (перетином 40x20x1,5 мм) із нержавіючої сталі.
- ✓ Стіл розташований на прогумованих роликових опорах з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Стільниця	Каркас	Модифікація
САЗ.300	1200x600x900	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Мобільний

**САЗ**  
**Столик медичний інструментальний**



**САЗ.100**



**САЗ.200**



**СА.201**

**Столики медичні для інструментів на колесах в різних комбінаціях матеріалів.**

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Повністю з нержавіючої сталі — модель **САЗ.201**.
- ✓ Верхня полиця має профільний край.
- ✓ Нижня полиця має огорожуючий бар'єр, що оберігає медикаменти та інструменти від падіння.
- ✓ Комплектуються двома ручками з боків для зручності переміщення.
- ✓ Розташовані на прогумованих роликових опорах, передні з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Полиці	Модифікація
САЗ.100	720x430x800(880)	Метал	Метал	Дві полиці
САЗ.200	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Дві полиці
САЗ.201	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Дві полиці
САЗ.500	720x430x800(880)	Метал	Скло	Дві полиці