

CA4
Стіл медичний маніпуляційний



CA4
Стіл медичний маніпуляційний
з нержавіючої сталі



Столики медичні з висувними шухлядами (повного висування) в різних комбінаціях матеріалів.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Верхня полиця має профільний край. Нижня полиця має огорожуючий бар'єр, що оберігає медикаменти та інструменти від випадкового падіння.
- ✓ Комплектуються двома ручками з боків для зручності переміщення.
- ✓ Розташовані на прогумованих роликів опорах, передні з фіксатором руху.

Столики медичні з висувними шухлядами (повного висування) повністю з нержавіючої сталі.

- ✓ Каркас виготовлений із прямокутних труб (перетином 25x25x1,5 мм) із нержавіючої сталі.
- ✓ Верхня полиця має профільний край. Нижня полиця має огорожуючий бар'єр, що оберігає медикаменти та інструменти від випадкового падіння.
- ✓ Комплектуються двома ручками з боків для зручності переміщення.
- ✓ Розташовані на прогумованих роликів опорах, передні з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Стільниця / полиця	Модифікація
CA4.100	720x430x800(880)	Метал	Метал	Одна шухляда
CA4.200	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Одна шухляда
CA4.500	720x430x800(880)	Метал	Метал / Скло	Одна шухляда
CA4.110	720x430x800(880)	Метал	Метал	Дві шухляди
CA4.210	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Дві шухляди
CA4.510	720x430x800(880)	Метал	Метал / Скло	Дві шухляди
CA4.220	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Чотири шухляди

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Стільниця / полиця	Модифікація
CA4.201	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Одна шухляда
CA4.211	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Дві шухляди
CA4.221	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Чотири шухляди