

**САЗ****Стіл інструментальний****A MED**
Медичні меблі**СА3.100****СА3.201****СА3.500**

- ✓ Стіл інструментальний виготовляється з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою, або з нержавіючої сталі.
- ✓ Стіл комплектується 2-ма полицями, 2-ма ручками з обох боків для зручності переміщення. Верхня полиця має профільний край, а нижня – огорожувальний бар'єр, що уберігає медикаменти та інструменти від випадкового падіння. Нижня полиця знаходиться на висоті 270 мм, верхня – 800 мм.
- ✓ Стіл розташований на прогумованих роликівих опорах, передні – із фіксацією руху.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Матеріал виготовлення	Матеріал полиць
СА3.100	720x430x880	Метал	Метал
СА3.200	720x430x880	Метал	Нержавіюча сталь
СА3.201	720x430x880	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
СА3.500	720x430x880	Метал	Скло