

CA1
Стіл асистентський



CA1.200



CA1.110



CA1.300

Столи медичні асистентські з шухлядами (повного висування), в різних комбінаціях матеріалів.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб (перетином 60x30x2 мм), покритих білою епоксиполіефірною порошковою фарбою.
- ✓ Обладнаний двома рейлінговими ручками з боків.
- ✓ Стіл розташований на прогумованих роликових опорах з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Корпус	Стільниця
CA1.100	500x500x770	Метал	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску
CA1.200	500x500x770	Метал	ЛДСП в профілі	Хімічно стійкий пластик
CA1.300	500x500x770	Метал	ЛДСП в профілі	Нержавіюча сталь
CA1.110	500x500x770	Метал	Метал	Метал
CA1.310	500x500x770	Метал	Метал	Нержавіюча сталь

CM8
Стіл медичний для приладів



CM8.500



CM8.100



CM8.300

Столи медичні з трьома полицями для приладів, під апаратуру, мобільні.

- ✓ Каркас виготовлений з алюмінієвого профілю перетином 25x25 мм.
- ✓ Матеріал полиць: ЛДСП, ЛВТ, пластик або скло - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Розташовані на роликових опорах зі стопором.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Полиці	Модифікація
CM8.100	510x560x830	Алюмінієвий профіль	ЛДСП	Три полиці
CM8.200	510x560x830	Алюмінієвий профіль	Ламінат високого тиску	Три полиці
CM8.300	510x560x830	Алюмінієвий профіль	Хімічно стійкий пластик	Три полиці
CM8.500	510x560x830	Алюмінієвий профіль	Скло	Три полиці