



СМП1

Стіл для перев'язки



СМП1.200



СМП1.110

- ✓ Основа столу для перев'язки – каркас із металевої труби, покритої епоксиполіефірною матовою фарбою білого кольору, або каркас з нержавіючої сталі.
- ✓ Стіл може бути виготовлений із регулюванням по висоті від 600 мм до 900 мм.
- ✓ Регулювання висоти здійснюється вручну (за допомогою затискного гвинта).
- ✓ Ложе столу може бути виготовлено з нержавіючої сталі або напів'яке. Оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує обробку деззасобами.
- ✓ Оббивка може бути бежевого, сірого, чорного, зеленого або блакитного кольору.
- ✓ Передбачено регулювання по рівню підлоги.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Матеріал виготовлення	Стільниця
СМП1.100	2000x800x900	Метал	Нержавіюча сталь
СМП1.110	2000x800x900	Метал	Напів'яке, ш/з
СМП1.200	2000x800x900	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
СМП1.300	2000x800x600-900	Метал	Нержавіюча сталь
СМП1.310	2000x800x600-900	Метал	Напів'яке, ш/з