

**CA1.101 Стіл для ЕКГ**  
**CM8.600 Стійка під ендоскоп**



**CA1.101**



**CM8.600**

**Стійка для електрокардіографа пересувна, стільниця регулюється по висоті за допомогою гвинта.**

- ✓ Комплектується корзиною із нержавіючої сталі.
- ✓ Встановлена на п'ятипроменеву основу з роликовими опорами зі стопором.

**Стійка під ендоскоп виготовлена з металу з епокси-поліефірним порошковим покриттям.**

- ✓ Комплектується:
  - 4 полицями, навантаження на кожну до 25 кг;
  - висувною полицею під клавіатуру;
  - кріпленням для ендоскопів;
  - кріпленням під монітор;
  - блоком розеток з електричним кабелем.
- ✓ Встановлена на роликові опори з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця / полиці	Призначення
CA1.101	500x500x750(1100)	Метал	Нержавіюча сталь	Для електрокардіографа
CM8.600	565x650x1470	Метал	Метал	Під ендоскоп