

ШМ4

Шафа медична для ендоскопів металева



ШМ4.114



ШМ4.214

Шафи для зберігання та стерилізації ендоскопів з металу зі скляними дверима в металевій рамі.

- ✓ Комплектуються:
 - **бактерицидними лампами** з металевим щитком;
 - таймером роботи лампи;
 - кріпленнями для ендоскопів з нержавіючої сталі;
 - знімними піддонами з нержавіючої сталі;
 - диференційним автоматом 16А;
 - електричним кабелем довжиною 1500 мм.
 - замком.
- ✓ Встановлені на ніжки з регульованими опорами.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Двері	Модифікація
ШМ4.114	450x450x1800	Метал	Скло в металевій рамі	Мала
ШМ4.214	700x600x2400	Метал	Скло в металевій рамі	Велика