



TM1, TM2, TM3

Тумба медична мобільна



TM1.101



TM2.101



TM3.100

- ✓ Тумби медичні мобільні TM1, TM2, TM3 можуть виготовлятися у двох варіантах виконання:
 - 3 ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25x25 мм
 - 3 ламінованої ДСП
- ✓ Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
- ✓ Тумби розташовані на роликових опорах, передні ролики – зі стопором.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Комплектація	Стільниця	Матеріал виготовлення
TM1.100	400x500x700	Двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM1.101	400x500x800	Двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM1.200	400x500x700	Двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM1.201	400x500x800	Двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM1.110	400x500x700	Двері	ДСП	Ламінована ДСП
TM1.111	400x500x800	Двері	ДСП	Ламінована ДСП
TM2.100	400x500x700	Ящик, двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM2.101	400x500x800	Ящик, двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM2.200	400x500x700	Ящик, двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM2.201	400x500x800	Ящик, двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM2.110	400x500x700	Ящик, двері	ДСП	Ламінована ДСП
TM2.111	400x500x800	Ящик, двері	ДСП	Ламінована ДСП
TM3.100	400x500x800	4 ящика	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM3.200	400x500x800	4 ящика	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
TM3.110	400x500x800	4 ящика	ДСП	Ламінована ДСП