



СТ1.501



СТ3.500



СТ2.501

Стелажі медичні для зберігання в різних варіантах матеріалів.

- ✓ Виготовлені з листової сталі, покритої білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Дверки шафи зі скла в металевій рамі. Полиці - металеві регульовані.
- ✓ Можуть комплектуватися сейфом в нижній частині.
- ✓ Встановлені на ніжки з регульованими опорами.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Полиці	Комплектація
СТ1.500	600x400x1800	Профіль з алюмінію	Скло	П'ять полиць
СТ1.501	900x400x1800	Профіль з алюмінію	Скло	П'ять полиць
СТ2.500	600x400x1800	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	П'ять полиць
СТ2.501	900x400x1800	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	П'ять полиць
СТ3.500	600x400x1800	Метал	Метал	П'ять полиць
СТ3.501	900x400x1800	Метал	Метал	П'ять полиць