

**ТС****Тумба медична стаціонарна****A MED**
Медичні меблі**ТС1.101****ТС2.101****ТС3.100**

- ✓ Тумби медичні стаціонарні виготовляються з ламінованої ДСП на основі каркаса з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25х25 мм.
- ✓ Стільниця може бути виготовлена з ламінованої ДСП або ламінату високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
- ✓ Тумби розташовані на регульованих опорах.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Комплектація	Стільниця	Матеріал виготовлення
ТС1.100	400х500х750	Двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС1.101	400х500х850	Двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС1.200	400х500х750	Двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС1.201	400х500х850	Двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС2.100	400х500х750	Ящик, двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС2.101	400х500х850	Ящик, двері	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС2.200	400х500х750	Ящик, двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС2.201	400х500х850	Ящик, двері	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС3.100	400х500х850	4 ящики	ДСП	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП
ТС3.200	400х500х850	4 ящики	Ламінат	Каркас – алюмінієвий профіль. Ламінована ДСП