



КС1

Ліжко медичне односекційне

A MED
Медичні меблі



КС1.101

- ✓ Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних труб (перетином 60x30 та 20x20 мм), покритих епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000x900 мм.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг.
- ✓ Додатково ліжко може комплектуватися:
 - Бічними огорожами
 - Штативом для тривалих вливань
 - Універсальним тримачем
 - Матрацом
- ✓ Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталеві круглої труби, наповнення – із ламінованого ДСП або пластику.
- ✓ На ложе ліжка встановлені обмежувачі матраца.
- ✓ На ліжко встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні.
- ✓ Може бути стаціонарним або встановлюватися на колеса зі стопором.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Комплектація	Модифікація	Регулювання
КС1.100	2100x910x900	Стаціонарне	Односекційне	–
КС1.101	2100x910x900	Мобільне	Односекційне	–