

TM
Тумба медична мобільна



TM1.100



TM3.200



TM6.100



TM4.100



TM2.100



TM5.200

Тумби медичні мобільні можуть підкочуватися під столи.

- ✓ Виготовляються з ЛДСП в травмобезпечному алюмінієвому профілі.
- ✓ Модифікація та матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Розташовані на роликових опорах, передні з фіксатором руху.
- ✓ Укомплектовані замком.

| Артикул | Габарити (ДхГхВ), мм | Матеріал | Стільниця | Модифікація |
|----------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| TM1.100 | 400x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Двері, 1 полиця |
| TM1.200 | 400x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Двері, 1 полиця |
| TM2.100 | 400x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Ящик, двері |
| TM2.200 | 400x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Ящик, двері |
| TM3.100 | 400x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Три шухляди |
| TM3.200 | 400x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Три шухляди |
| TM4.100 | 600x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Двері, 1 полиця |
| TM4.200 | 600x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Двері, 1 полиця |
| TM5.100 | 600x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Ящик, двері |
| TM5.200 | 600x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Ящик, двері |
| TM6.100 | 600x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Три шухляди |
| TM6.200 | 600x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Три шухляди |

TM
Тумба медична мобільна



TM8.100



TM10.100



TM11.200



TM9.200

Тумби медичні на колесах з фіксацією руху.

- ✓ Виготовляються з ЛДСП в травмобезпечному алюмінієвому профілі.
- ✓ Модифікація та матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Розташовані на роликових опорах, передні з фіксатором руху.
- ✓ Укомплектовані замками.

| Артикул | Габарити (ДхГхВ), мм | Матеріал | Стільниця | Призначення |
|-----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| TM8.100 | 900x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | 2 двері, 2 відділення |
| TM8.200 | 900x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | 2 двері, 2 відділення |
| TM9.100 | 900x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | 2 ящика, 2 двері |
| TM9.200 | 900x500x700 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | 2 ящика, 2 двері |
| TM10.100 | 400x500x800 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Двері, ящик, столик |
| TM10.200 | 400x500x800 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Двері, ящик, столик |
| TM11.100 | 400x500x800 | ЛДСП в профілі | Ламінована ДСП | Двері, відкрите відділення |
| TM11.200 | 400x500x800 | ЛДСП в профілі | Ламінат високого тиску | Двері, відкрите відділення |