

ШН
Шафа медична навісна



ШН2.101



ШН3.200



ШН3.100



ШН1.100

Шафи навісні настінні з різних матеріалів для зберігання необхідних речей в кабінетах.

- ✓ Виготовляються з ЛДСП в алюмінієвому профілі або з металу з порошковим покриттям.
- ✓ Модифікація та матеріал виготовлення - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Комплектуються кріпленням для підвісу на стіну.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Двері	Модифікація
ШН1.100	900х300х450	ЛДСП в профілі	Скло	Дві двері
ШН1.101	1200х300х450	ЛДСП в профілі	Скло	Дві двері
ШН2.100	900х300х450	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Дві двері
ШН2.101	1200х300х450	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Дві двері
ШН3.100	900х300х450	Метал	-	Відкрита
ШН3.200	900х300х450	Метал	Скло	Дві двері
ШН3.300	900х300х450	Метал	Метал	Дві двері