



A1.200



A1.100



P1.200



P1.100

- ✓ Аптечки навісні виготовлені з листової сталі, укомплектовані замком.
- ✓ Ростомір дитячий настільний - з ламінованої ДСП з лінійкою.
- ✓ Ростомір підлоговий - з металу для вимірювання росту стоячи.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Комплектація
A1.100	300x180x400	Метал	Двері скляні	Замок, кріплення
A1.200	300x180x400	Метал	Двері металеві	Замок, кріплення
P1.100	450x400x2210	Метал	Підлоговий	Рухомий рівень
P1.200	460x900x115	Ламінована ДСП	Настільний (дитячий)	Рухомий упор