

КСЗ
Ліжко медичне трисекційне
механічне



КСЗ.100



Ліжко медичне стаціонарне або мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000x900 мм. Укомплектоване обмежувачами матрацу.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу **до 250 кг.**
- ✓ Регулювання секцій **механічне**: спинної — 70°, тазостегнової — 39°.
- ✓ Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталеві круглої труби, наповнення – ламінована ДСП або пластик.
- ✓ На ліжко мобільне встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Універсальним тримачем
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КСЗ.100	2100x920x900	Стаціонарне	Трисекційне	Механічне
КСЗ.101	2100x1000x900	Мобільне	Трисекційне	Механічне

КСЗ
Ліжко медичне трисекційне
електричне



КСЗ.201



Ліжко медичне стаціонарне або мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000x900 мм. Укомплектоване обмежувачами матрацу.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу **до 250 кг.**
- ✓ Регулювання секцій **електричне**: спинної — 70°, тазостегнової — 39°.
- ✓ Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталеві круглої труби, наповнення – ламінована ДСП або пластик.
- ✓ На ліжко мобільне встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Універсальним тримачем
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КСЗ.200	2100x920x900	Стаціонарне	Трисекційне	Електричне
КСЗ.201	2100x1000x900	Мобільне	Трисекційне	Електричне