



КПП, КМА

Каталка для перевезення пацієнтів



КМА1.100



КПП2.100

- ✓ Каркас каталки виконаний із металу, покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору.
- ✓ Ложе каталки може бути виготовлено з нержавіючої сталі, пофарбованого металу або напів'яке, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миться і витримує обробку деззасобами.
- ✓ Ложе каталки може бути знімним або жорстко закріплене.
- ✓ Комплектація: ручки або відбійники.
- ✓ Каталка може бути виготовлена з механічним регулюванням підйому ложа або за допомогою газліфта.
- ✓ Може бути додатково укомплектована бічними огорожами і штативом для інфузій.
- ✓ Встановлена на колеса зі стопором.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Комплектація
КПП1.100	2240x690x860	Без регулювання. Знімне ложе – пофарбований метал
КПП1.200	2175x695x850	Без регулювання. Ложе – шкірзамінник
КПП2.100	2175x695x550-850	З механічним регулюванням. Ложе – шкірзамінник
КПП2.200	2175x695x550-850	З регулюванням газліфт. Ложе – шкірзамінник
КМА1.100	2240x690x860	Без регулювання. Знімне ложе – нержавіюча сталь