



# КСД

## Крісло сорбційне

**A MED**  
Медичні меблі



**КСД1.100**



**КСД2.100**

- ✓ Каркас крісла виконаний із металу, покритого епокси-поліефірною порошковою фарбою білого кольору.
- ✓ Сидіння та спинка напів'які, оббивка виконується зі штучної шкіри, яка легко миється і витримує обробку деззасобами. Оббивка може бути бежевого, сірого, чорного, зеленого або блакитного кольору.

Артикул	Розміри (ДхГхВ)	Комплектація
КСД1.100	630х600х870	Тип – стілець
КСД2.100	Габарити в положенні сидячи: 1270х600(820)х1280	Тип – крісло розкладне
КСД3.100	Габарити в положенні сидячи: 1200х475(695)х1280	Тип – крісло розкладне діалізне