




КОМФОРТ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛУ
ТА ПАЦІЄНТІВ




www.amed.ua

Колір шкірозамінника медичного*

 1044 Бежевий	 3104 Яскраво-червоний	 1123 Банановий
 7000 Сірий	 3096 Темно-червоний	 1017 Помаранчевий
 9001 Білий	 6001 Бірюзово-зелений	 5040 Небесний
 9011 Чорний	 6098 Зелений	 5154 Блакитний
 5161 Аметист	 6156 Лазурно-салатовий	 5118 Кобальт

Колір ламінованої ДСП *

 Білий	 Ваніль	 Сірий
---	---	---

Колір тканини медичної*


 4095 Бежевий	 0001 Білий	 6671 М'ятний
 1004 Екрю	 3017 Червоний	 6032 Малахітовий
 5161 Сірий	 5732 Сливовий	 5636 Волошковий

* Оригінальний колір може дещо відрізнятися через те, що умови друку впливають на його відображення. Зразки матеріалів можна оглянути в Шоу-румі.

Алфавітний вказівник

А		С	
Аптечка	55	Стелаж медичний	41
Б		Стійка під ендоскоп	35
Банкетка медична	24	Стіл анестезіолога	34
Бічні огороження	14	Стіл асистентський	32
В		Стіл для ЕКГ	35
Візок для білизни	56	Стіл для забору крові	23
Візок для медичних відходів	57	Стіл для лікаря	44-46
Візок для прибирання	57	Стіл для перев'язки	25
Візок сервісний	57	Стіл для приладів	33
Д		Стіл для роботи на комп'ютері	48
Додаткова комплектація до ліжок, каталок	14	Стіл інструментальний	28-29
К		Стіл маніпуляційний	30-31
Каталка для пацієнтів	15	Стіл масажний	20
Крісло гінекологічне оглядове	21	Стіл палатний	47
Крісло сорбційне	22	Стіл пеленальний	13
Кушетка оглядова	16	Стіл приліжковий	9
Кушетка фізіотерапевтична	17	Стілець	59
Л		Стілець для забору крові	23
Ліжко двосекційне	5	Стіл-пост для медичної сестри	43
Ліжко дитяче	11	Східці медичні	19
Ліжко для новонароджених	12	Т	
Ліжко одnoseкційне	4	Табурет	59
Ліжко травматологічне	10	Тумба мобільна	50-52
Ліжко трисекційне	6	Тумба приліжкова	8-9
Ліжко трисекційне електричне	7	Тумба стаціонарна	49
М		У	
Матрац з чохлам	14	Універсальний тримач	14
Мийки медичні	27	Ш	
Н		Шафа для документації	40
Негатоскоп	54	Шафа для ендоскопів	36
П		Шафа для інвентарю	39
Панель настінна	58	Шафа для картотеки	42
Підставка під бікс	26	Шафа для ліків та інструментів	37
Підставка під таз	26	Шафа для одягу	38
Р		Шафа навісна	53
Ростомір	55	Ширма медична	18
		Штатив для інфузій знімний	14
		Штатив для інфузій пересувний	19

КС1 Ліжко медичне одnoseкційне



Ліжко медичне стаціонарне або мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм. Укомплектоване обмежувачами матрацу.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу **до 250 кг.**
- ✓ Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталеві круглої труби, наповнення – ламінована ДСП або пластик.
- ✓ На ліжко мобільне встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Універсальним тримачем
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КС1.100	2100х920х900	Стаціонарне	Односекційне	-
КС1.101	2100х1000х900	Мобільне	Односекційне	-

КС2 Ліжко медичне двосекційне



Ліжко медичне стаціонарне або мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм. Укомплектоване обмежувачами матрацу.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу **до 250 кг.**
- ✓ Регулювання спинної секції механічне — 70°.
- ✓ Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталеві круглої труби, наповнення – ламінована ДСП або пластик.
- ✓ На ліжко мобільне встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Універсальним тримачем
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КС2.100	2100х920х900	Стаціонарне	Двосекційне	Механічне
КС2.101	2100х1000х900	Мобільне	Двосекційне	Механічне

КСЗ

Ліжко медичне трисекційне механічне



КСЗ.100



Ліжко медичне стаціонарне або мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм. Укомплектоване обмежувачами матрацу.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу **до 250 кг.**
- ✓ Регулювання секцій **механічне**: спинної — 70°, тазостегнової — 39°.
- ✓ Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталеві круглої труби, наповнення – ламінована ДСП або пластик.
- ✓ На ліжко мобільне встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Універсальним тримачем
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КСЗ.100	2100х920х900	Стаціонарне	Трисекційне	Механічне
КСЗ.101	2100х1000х900	Мобільне	Трисекційне	Механічне

КСЗ

Ліжко медичне трисекційне електричне



КСЗ.201



Ліжко медичне стаціонарне або мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм. Укомплектоване обмежувачами матрацу.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу **до 250 кг.**
- ✓ Регулювання секцій **електричне**: спинної — 70°, тазостегнової — 39°.
- ✓ Спинки ліжка знімні і виготовлені зі сталеві круглої труби, наповнення – ламінована ДСП або пластик.
- ✓ На ліжко мобільне встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Універсальним тримачем
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КСЗ.200	2100х920х900	Стаціонарне	Трисекційне	Електричне
КСЗ.201	2100х1000х900	Мобільне	Трисекційне	Електричне



ТП2.100



ТП2.110



ТП2.101

Тумби медичні приліжкові для пацієнтів, рекомендовані для встановлення біля медичних ліжок.

- ✓ Виготовлені з металу, пофарбованого білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Стільниця тумби та столику — з ламінату високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
- ✓ Комплектація шухлядою під стільницею, відкидним столиком — згідно таблиці артикулів.
- ✓ Відкидний столик регулюється по висоті: 800-1200 мм.
- ✓ Розташовані тумби на прогумованих роликових опорах, передні з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Корпус	Стільниця	Комплектація
ТП2.100	430x400x810	Метал	Ламінат високого тиску	-
ТП2.101	725(1010)x400x810(900)	Метал	Ламінат високого тиску	Столик
ТП2.110	430x400x810	Метал	Ламінат високого тиску	Шухляда
ТП2.111	725(1010)x400x810(900)	Метал	Ламінат високого тиску	Шухляда, столик



СТП1.100



ТП3.110

Столик приліжковий складається та регулюється по висоті.

- ✓ Виготовлений з металу, пофарбованого білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Стільниця — з ламінату високого тиску, товщиною 16 мм, габаритами 550x400 мм.
- ✓ Встановлена на роликові опори з фіксатором руху.

Тумба приліжкова двостороння з металу та хімічно стійкого пластику.

- ✓ Виготовлена з металу, пофарбованого білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Стільниця і фасади шухляди, дверей — хімічно стійкий пластик товщиною 6 мм.
- ✓ Шухляда висувна на дві сторони, тумба з дверками з обох боків, регульована полиця всередині.
- ✓ Укомплектована з одного боку поличками для пляшок, з іншого — ручкою для зручності пересування.
- ✓ Встановлена на посилені прогумовані ролики, два — з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Корпус	Стільниця	Комплектація
СТП1.100	680x400x890(1275)	Метал	Ламінат високого тиску	Відкидний столик
ТП3.110	480x420x880	Метал	Хімічно стійкий пластик	Двостороння тумба

КСЗ

Ліжко медичне травматологічне з рамою Балканського

A MED
Медичні меблі



КСЗ.101.1

Медичне ліжко для реабілітації з рамою Балканського, мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 2000х900 мм. Укомплектоване обмежувачами матрацу.
- ✓ Регулювання секцій механічне: спинної секції — 70°, тазостегнової секції — 39°.
- ✓ Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг.
- ✓ Рама Балканського виготовлена з круглих труб Ø30 мм із нержавіючої сталі AISI 304.
- ✓ Комплектація: тримач, гірі, підвіси з карабінами, бандаж.
- ✓ На ліжко встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Штативом для тривалих вливань
- Матрацом
- Шиною Беллера
- Столиками під шину Беллера
- Скобами ЦИТО (велика, мала)
- Електро-приводом з пультом управління

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КСЗ.101.1	2100х910х2015	Мобільне	Травматологічне	Механічне

КД1

Ліжко медичне дитяче

A MED
Медичні меблі



КД1.100

КД1.200

КД1.300

Ліжко медичне дитяче з механічним регулюванням, мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас, спинки, бічні огороження виготовлені зі сталевих труб, покритих білою порошковою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – металеві ламелі під матрац 1300х600 мм.
- ✓ Рухоме ложе регулюється по висоті (555-875 мм) та за кутом нахилу (анти- та Тренделенбурга).
- ✓ Бокові огороження регулюються по висоті (4 положення): 1035–1320 мм.
- ✓ На ліжко встановлені відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні.
- ✓ Варіанти модифікації: односекційне, двосекційне, трьохсекційне.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Штативом для тривалих вливань
- Матрацом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КД1.100	1350(1530)х655(840)х1480	Мобільне	Односекційне	Механічне
КД1.200	1350(1530)х655(840)х1480	Мобільне	Двосекційне	Механічне
КД1.300	1350(1530)х655(840)х1480	Мобільне	Трисекційне	Механічне

КД2
Ліжко медичне для новонароджених



КД2.100

Ліжко медичне для новонароджених мобільне (на колесах зі стопором).

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Ложе ліжка – знімна кювета з прозорого пластику.
- ✓ Кювета регулюється за кутом нахилу — 11°.

Додатково ліжко може комплектуватися:

- Матрацом із водонепроникним чохлом

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Виконання	Модифікація	Регулювання
КД2.100	745x445x960	Мобільне	Кювета	Механічне

СМ10
Стіл пеленальний



СМ10.100



СМ10.110



СМ10.201




Сповивальні медичні столики з м'яким ложем.

- ✓ Корпус виготовляється з ламінованої ЛДСП без каркасу або з каркасом з алюмінієвого сплаву.
- ✓ Відкритий, з шухлядою або заповнений тумбою. Варіанти виконання — згідно таблиці артикулів.

Додатково столик може комплектуватися:

- Роликовими опорами з фіксатором руху
- ✓ Кольори шкірозамінника та ЛДСП можна замінити на обрані зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Модифікація	Корпус	Ложе
СМ10.100	850x700x850	Полиця під стільницею	ЛДСП в профілі	Шкірозамінник
СМ10.101	850x700x850	2 двері, полиця всередині	ЛДСП в профілі	Шкірозамінник
СМ10.110	850x700x850	Шухляда, полиця внизу	ЛДСП в профілі	Шкірозамінник
СМ10.200	850x700x850	Полиця під стільницею	ЛДСП	Шкірозамінник
СМ10.201	850x700x850	2 двері, полиця всередині	ЛДСП	Шкірозамінник
СМ10.210	850x700x850	Шухляда, полиця внизу	ЛДСП	Шкірозамінник



Артикул	Виріб	Призначення	Матеріал	Виконання
БО1.100	Бічні огороження	Для ліжка медичного	Метал	Складані
БО1.200	Бічні огороження	Для ліжка медичного	Метал	На гвинтовому кріпленні
БО2.100	Бічні огороження	Для каталки медичної	Метал	Відкидні
УД1.100	Універсальний тримач	Для ліжка медичного	Метал	Ручка трикутної форми
ШТ2.100	Штатив для інфузій	Для ліжка медичного	Метал	300x300x900(1500)
ШТ2.300	Штатив для інфузій	Для каталок / дитячих ліжок	Нержавіюча сталь	300x300x1100 мм
М1.100	Матрац з хохлом	Для ліжка новонароджених	Вспінений поліуретан	620x320x40 мм
М1.200	Матрац з хохлом	Для каталки КПП1.100	Вспінений поліуретан	2000x600x40 мм
М2.100	Матрац з хохлом	Для ліжка дитячого	Монолітна піна Orgofoam	1300x600x80 мм
М3.100	Матрац з хохлом	Для ліжка медичного	Монолітна піна Orgofoam	2000x900x120 мм



Каталка медична (на колесах зі стопором) з м'яким фіксованим ложем або знімним металевим.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Підголовник ложа каталок регульований (окрім анатомічної **КМА1.100**).
- ✓ Каталки з м'яким ложем комплектуються відбійниками та можуть бути регульованими по висоті (механіка або газліфт).

Додатково каталка може комплектуватися:

- Бічними огорожами
- Штативом для тривалих вливань
- Матрацом (КПП1.100)

✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Модифікація	Регулювання
КПП1.100	2240x690x860	Метал	Знімне ложе	-
КПП1.200	2175x695x850	Шкірозамінник	М'яке ложе	-
КПП2.100	2175x695x550-850	Шкірозамінник	М'яке ложе	Механічне
КПП2.200	2175x695x550-850	Шкірозамінник	М'яке ложе	Газліфт
КМА1.100	2240x690x860	Нержавіюча сталь	Анатомічна, знімне ложе	-

КМ
Кушетка медична оглядова



Кушетки медичні стаціонарні з м'яким ложем та регульованим підголівником.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Ложе і підголовник оббиті медичним шкірозамінником з підвищеною зносостійкістю.
- ✓ Кут підйому підголівника від 0 до 60°.

Може комплектуватися:

- Висувними шухлядами
- Тримачем для рушників
- Підколінними опорами з поліуретану та гінекологічним тазом з нержавійки
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Модифікація	Комплектація
КМ1.100	1980x600x620	Шкірозамінник	Трьохсекційна	Регульоване ложе
КМ1.101	1980x600x620	Шкірозамінник	Оглядова	-
КМ1.200	1980(2055)x600x500	Шкірозамінник	Гінекологічна	Підколінні опори, таз
КМ2.100	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	-
КМ2.101	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	Тримач для рушників
КМ2.200	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	Тумба 2 шухляди
КМ2.201	1980x600x500	Шкірозамінник	Оглядова	Тримач та тумба
КМ3.200	1980x600x900	Шкірозамінник	Висока	-
КМ6.200	1980x800x620	Шкірозамінник	Процедурна (широка)	-

КМ4
Кушетка фізіотерапевтична



Кушетки фізіотерапевтичні з м'яким ложем та регульованим підголівником.

- ✓ Каркас виготовлений з дерев'яного бруса.
- ✓ Ложе і підголовник оббиті медичним шкірозамінником з підвищеною зносостійкістю.
- ✓ Кут підйому підголівника від 0 до 60°.
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Каркас	Модифікація
КМ4.101	1980x600x500	Шкірозамінник	Дерево	Фізіотерапевтична
КМ4.200	1980x600x700	Шкірозамінник	Дерево	Висока



Ширми медичні — пересувні перегородки для комфорту пацієнтів

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб діаметром 20 мм, покритих білою порошковою фарбою.
- ✓ Матеріал ширми: медична тканина (100% поліестер).
- ✓ Розташовані на роликових опорах зі стопором.
- ✓ Колір тканини можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Матеріал	Модифікація
Ш1.101	750x400x1705	Метал	Тканина медична	Одна секція
Ш2.101	1500x400x1705	Метал	Тканина медична	Дві секції
Ш3.101	2250x400x1705	Метал	Тканина медична	Три секції



Штативи медичні для тривалих вливань пересувні, регулюються по висоті 1200-2000 мм.

- ✓ Виготовлені з металу або нержавіючої сталі, встановлені на п'ятипроменевої основі з роликами.
- ✓ Укомплектовані: гачками для систем, підвісами для ємностей з розчинами.

Сходи медичні для зручності розміщення пацієнтів на кушетки, крісла, тощо.

- ✓ Виготовлені з металу або нержавіючої сталі, встановлені на протиковзкі опори.
- ✓ Поверхня сходинок прогумована.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Комплектація	Модифікація
ШТ1.100	550x550x1200(2000)	Метал	Два гачки, два підвіси	Пересувний
ШТ1.200	550x550x1200(2000)	Нержавіюча сталь	Два гачки, два підвіси	Пересувний
СТМ1.100	490x260x220	Метал	Антиковзке покриття	Одна сходинка
СТМ1.110	490x260x220	Нержавіюча сталь	Антиковзке покриття	Одна сходинка
СТМ1.200	490x475x390	Метал	Антиковзке покриття	Дві сходинки
СТМ1.210	490x475x390	Нержавіюча сталь	Антиковзке покриття	Дві сходинки



КМ5.100



Стіл масажний з м'яким ложем та регулюванням по висоті.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Ложе стола можна регулювати від 600 мм до 900 мм з кроком 100 мм.
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Модифікація	Комплектація
КМ5.100	2250x400x1705	Шкірозамінник	Регулювання по висоті	Отвір для обличчя



КГ1.100



Крісло гінекологічне стаціонарне з відкидною сходиною та гінекологічним лотком.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Спинка і стегнова секція з механічним регулюванням.
- ✓ Висота сидіння від підлоги 900 мм.
- ✓ Допустиме навантаження — 150 кг.

Крісло комплектується:

- знімними підколінними опорами з поліуретану;
- порами для рук;
- гінекологічним лотком з нержавіючої сталі (знімний, вставлений у висувну рамку під сидінням);
- відкидною сходиною.

- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГ), мм	Ложе	Модифікація	Комплектація
КГ1.100	1460x600	Шкірозамінник	Трьохсекційне	Сходина, лоток



КСД3.100



КСД2.100



Крісла сорбційні м'які з регулюванням спинної та ножної секцій.

- ✓ Каркас виготовлений з металу, покритого білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Комплектуються регульованими підлокітниками.
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Сидіння	Модифікація	Особливість
КСД2.100	1270х600(820)х1280	Шкірозамінник	Розкладне	Гвинтове регулювання
КСД3.100	1200х475(695)х1280	Шкірозамінник	Діалізне	Поворот на 360°



СМ11.100



КСД1.100



М'які столик та стілець для забору крові.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Підлокітні опори регульовані по висоті та за кутом нахилу **в 2-х площинах.**
- ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.


Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Регулювання
СМ11.100	590х550х700(900)	Шкірозамінник	Столик	Гвинтове
КСД1.100	630х600х870	Шкірозамінник	Стілець	Гвинтове

Б1, Б2
Банкетка медична



Б1.101

Б2.101



- Банкетки медичні для залів очікування з м'яким сидінням зі спинкою та без.**
- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
 - ✓ Колір шкірозамінника можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Сидіння	Модифікація	Регулювання
Б1.100	1200x360x450	Шкірозамінник	Без спинки	-
Б1.101	1500x360x450	Шкірозамінник	Без спинки	-
Б2.100	1200x520x850	Шкірозамінник	Зі спинкою	-
Б2.101	1500x520x850	Шкірозамінник	Зі спинкою	-

СМП1
Стіл медичний для перев'язки
високий



СМП1.100

СМП1.110



- Стіл медичний високий для перев'язки з м'яким ложем або з ложем з нержавіючої сталі.**
- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
 - ✓ Повністю з нержавіючої сталі — модель **СМП1.200**.
 - ✓ Колір шкірозамінника в моделі СМП1.110 можна замінити на обраний зі сторінки 2.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Ложе	Каркас	Регулювання
СМП1.100	2000x800x900	Нержавіюча сталь	Метал	Регульовані опори
СМП1.110	2000x800x900	Шкірозамінник	Метал	Регульовані опори
СМП1.200	2000x800x900	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Регульовані опори



ПМ2.200



ПМ3.200



ПМ1.100

Підставки медичні пересувні з металу або нержавіючої сталі на п'ятипроменевої основі.

- ✓ Підставки під тазі комплектуються медичними тазами з нержавійки.
- ✓ Підставки під бікс — з затискачами та важільним механізмом з педаллю для відкриття без допомоги рук.
- ✓ Верхня частина підставок з нержавійки регулюється за допомогою затискного гвинта.
- ✓ Опори роликові.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Основа	Призначення	Комплектація
ПМ1.100	550x550x900(1300)	Метал	Під тазі	Один таз
ПМ1.200	550x550x900(1300)	Нержавіюча сталь	Під тазі	Один таз
ПМ2.100	654x550x900(1300)	Метал	Під тазі	Два тазі
ПМ2.200	654x550x900(1300)	Нержавіюча сталь	Під тазі	Два тазі
ПМ3.100	535x535x1520	Метал	Під бікс	Педаль, затискач
ПМ3.200	535x535x1520	Нержавіюча сталь	Під бікс	Педаль, затискач



ММ4.100



ММ4.201

Столи мийки медичні призначені для використання в чистих приміщеннях.

- ✓ Виготовлені повністю з нержавіючої сталі AISI 304.
- ✓ Варіанти модифікації: напольні або підвісні, одинарні або подвійні.
- ✓ Комплектуються одноричажними змішувачами, сифонами, гнучкими шлангами.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Комплектація
ММ4.100	700x600x850	Нержавіюча сталь	Стационарна	Одна раковина, один кран
ММ4.101	600x550x1100	Нержавіюча сталь	Підвісна	Одна раковина, один кран
ММ4.200	1400x600x850	Нержавіюча сталь	Стационарна	Дві раковини, два крани
ММ4.201	1200x550x1100	Нержавіюча сталь	Підвісна	Одна раковина, два крани

САЗ.300
Стіл медичний інструментальний
високий



САЗ.300

Стіл медичний високий інструментальний з нержавіючої сталі, мобільний.

- ✓ Призначений для розміщення інструментів, матеріалів, медикаментів в перев'язувальних та операційних.
- ✓ Каркас, виготовлений із прямокутних труб (перетином 40x20x1,5 мм) із нержавіючої сталі.
- ✓ Стіл розташований на прогумованих роликових опорах з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Стільниця	Каркас	Модифікація
САЗ.300	1200x600x900	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Мобільний

САЗ
Столик медичний інструментальний



САЗ.100



САЗ.200



СА.201

Столики медичні для інструментів на колесах в різних комбінаціях матеріалів.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Повністю з нержавіючої сталі — модель **САЗ.201**.
- ✓ Верхня полиця має профільний край.
- ✓ Нижня полиця має огорожуючий бар'єр, що оберігає медикаменти та інструменти від падіння.
- ✓ Комплектуються двома ручками з боків для зручності переміщення.
- ✓ Розташовані на прогумованих роликових опорах, передні з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Полиці	Модифікація
САЗ.100	720x430x800(880)	Метал	Метал	Дві полиці
САЗ.200	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Дві полиці
САЗ.201	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Дві полиці
САЗ.500	720x430x800(880)	Метал	Скло	Дві полиці

CA4
Стіл медичний маніпуляційний



Столики медичні з висувними шухлядами (повного висування) в різних комбінаціях матеріалів.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб, покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Верхня полиця має профільний край. Нижня полиця має огорожуючий бар'єр, що оберігає медикаменти та інструменти від випадкового падіння.
- ✓ Комплектуються двома ручками з боків для зручності переміщення.
- ✓ Розташовані на прогумованих роликових опорах, передні з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Стільниця / полиця	Модифікація
CA4.100	720x430x800(880)	Метал	Метал	Одна шухляда
CA4.200	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Одна шухляда
CA4.500	720x430x800(880)	Метал	Метал / Скло	Одна шухляда
CA4.110	720x430x800(880)	Метал	Метал	Дві шухляди
CA4.210	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Дві шухляди
CA4.510	720x430x800(880)	Метал	Метал / Скло	Дві шухляди
CA4.220	720x430x800(880)	Метал	Нержавіюча сталь	Чотири шухляди

CA4
Стіл медичний маніпуляційний з нержавіючої сталі



Столики медичні з висувними шухлядами (повного висування) повністю з нержавіючої сталі.

- ✓ Каркас виготовлений із прямокутних труб (перетином 25x25x1,5 мм) із нержавіючої сталі.
- ✓ Верхня полиця має профільний край. Нижня полиця має огорожуючий бар'єр, що оберігає медикаменти та інструменти від випадкового падіння.
- ✓ Комплектуються двома ручками з боків для зручності переміщення.
- ✓ Розташовані на прогумованих роликових опорах, передні з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Стільниця / полиця	Модифікація
CA4.201	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Одна шухляда
CA4.211	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Дві шухляди
CA4.221	720x430x800(880)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Чотири шухляди

CA1
Стіл асистентський



CA1.200



CA1.110



CA1.300

Столи медичні асистентські з шухлядами (повного висування), в різних комбінаціях матеріалів.

- ✓ Каркас виготовлений зі сталевих труб (перетином 60x30x2 мм), покритих білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Обладнаний двома рейлінговими ручками з боків.
- ✓ Стіл розташований на прогумованих роликових опорах з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Корпус	Стільниця
CA1.100	500x500x770	Метал	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску
CA1.200	500x500x770	Метал	ЛДСП в профілі	Хімічно стійкий пластик
CA1.300	500x500x770	Метал	ЛДСП в профілі	Нержавіюча сталь
CA1.110	500x500x770	Метал	Метал	Метал
CA1.310	500x500x770	Метал	Метал	Нержавіюча сталь

CM8
Стіл медичний для приладів



CM8.500



CM8.100



CM8.300

Столи медичні з трьома полицями для приладів, під апаратуру, мобільні.

- ✓ Каркас виготовлений з алюмінієвого профілю перетином 25x25 мм.
- ✓ Матеріал полиць: ЛДСП, ЛВТ, пластик або скло - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Розташовані на роликових опорах зі стопором.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Полиці	Модифікація
CM8.100	510x560x830	Алюмінієвий профіль	ЛДСП	Три полиці
CM8.200	510x560x830	Алюмінієвий профіль	Ламінат високого тиску	Три полиці
CM8.300	510x560x830	Алюмінієвий профіль	Хімічно стійкий пластик	Три полиці
CM8.500	510x560x830	Алюмінієвий профіль	Скло	Три полиці

CA5
Стіл анестезіолога



Столи анестезіолога типу "Гусак" зі знімною стільницею з нержавіючої сталі з гнутими бортиками.

- ✓ Металевий каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб.
- ✓ Регулювання висоти виконується вручну (за допомогою затисного гвинта) або ножного гідравлічного ліфту (CA5.201).
- ✓ Стільниця повністю від'єднується від каркаса для подальшої дезінфекції в автоклаві.
- ✓ Розташовані на прогумованих роликових опорах з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Стільниця	Регулювання
CA5.100	700x500x900(1300)	Метал	Нержавіюча сталь	Гвинтове
CA5.101	700x500x900(1300)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Гвинтове
CA5.201	700x500x900(1300)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Гідравлічне

CA1.101 Стіл для ЕКГ
CM8.600 Стійка під ендоскоп



Стійка для електрокардіографа пересувна, стільниця регулюється по висоті за допомогою гвинта.

- ✓ Комплектується корзиною із нержавіючої сталі.
- ✓ Встановлена на п'ятипроменеву основу з роликовими опорами зі стопором.

Стійка під ендоскоп виготовлена з металу з епокси-поліефірним порошковим покриттям.

- ✓ Комплектується:
 - 4 полицями, навантаження на кожну до 25 кг;
 - висувною полицею під клавіатуру;
 - кріпленням для ендоскопів;
 - кріпленням під монітор;
 - блоком розеток з електричним кабелем.
- ✓ Встановлена на роликові опори з фіксатором руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця / полиці	Призначення
CA1.101	500x500x750(1100)	Метал	Нержавіюча сталь	Для електрокардіографа
CM8.600	565x650x1470	Метал	Метал	Під ендоскоп

ШМ4
Шафа медична для ендоскопів
металева



ШМ4.114



ШМ4.214

Шафи для зберігання та стерилізації ендоскопів з металу зі скляними дверима в металевій рамі.

- ✓ Комплектуються:
- **бактерицидними лампами** з металевим щитком;
- таймером роботи лампи;
- кріпленнями для ендоскопів з нержавіючої сталі;
- знімними піддонами з нержавіючої сталі;
- диференційним автоматом 16А;
- електричним кабелем довжиною 1500 мм.
- замком.
- ✓ Встановлені на ніжки з регульованими опорами.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Двері	Модифікація
ШМ4.114	450x450x1800	Метал	Скло в металевій рамі	Мала
ШМ4.214	700x600x2400	Метал	Скло в металевій рамі	Велика

ШМ4
Шафа медична для ліків та інструментів
металева



ШМ4.122



ШМ4.113



ШМ4.121

Шафи медичні металеві для зберігання ліків та інструментів одно- та дво-стулкові.

- ✓ Виготовлені з листової сталі, покритої білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Дверки шафи зі скла в металевій рамі. Полиці - металеві регульовані.
- ✓ Можуть комплектуватися сейфом в нижній частині.
- ✓ Встановлені на ніжки з регульованими опорами.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Двері	Модифікація	Комплектація
ШМ4.110	450x400x1800	Бокові стінки, двері - скло	1 стулка, 1 двері	-
ШМ4.111	450x400x1800	Скло в металевій рамі	1 стулка, 1 двері	-
ШМ4.112	450x400x1800	Верх - скло, низ - метал	1 стулка, 2 двері	-
ШМ4.113	450x400x1800	Верх - скло, низ - метал	1 стулка, 2 двері	Сейф внизу
ШМ4.121	900x400x1800	Скло в металевій рамі	2 стулки, 2 двері	-
ШМ4.122	900x400x1800	Верх - скло, низ - метал	2 стулки, 4 двері	-
ШМ4.123	900x400x1800	Верх - скло, низ - метал	2 стулки, 4 двері	Сейф внизу праворуч

ШО
Шафа для одягу



ШО1.100

ШО4.110

ШО5.100

Шафи медичні для зберігання одягу одно- та двостулкові в різних варіантах матеріалів.

- ✓ Комплектуються: полицею для головних уборів і взуття, штангою для верхнього одягу.
- ✓ На двері встановлений замок.
- ✓ Повністю з нержавіючої сталі - модель **ШО5.100**, підходить для чистих приміщень.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Комплектація
ШО1.100	900x550x1800	ЛДСП в профілі	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШО2.100	475x550x1800	ЛДСП в профілі	1 стулка, 1 двері	Одна секція
ШО4.110	450x550x1800	Метал	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШО4.120	900x550x1800	Метал	1 стулка, 1 двері	Одна секція
ШО5.100	400x500x2000	Нержавіюча сталь	1 стулка, 1 двері	Одна секція

ШХ
Шафа медична для господарчого інвентарю



ШХ2.100

ШХ4.200

ШХ1.300

Шафи медичні для зберігання інвентарю одно- та двостулкові в різних варіантах матеріалів.

- ✓ Комплектуються полицями та відділенням для швабр.
- ✓ Замикаються на ключ.
- ✓ Передбачене регулювання шафи за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Комплектація
ШХ1.100	900x400x1800	ЛДСП в профілі	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШХ1.200	900x600x1800	ЛДСП в профілі	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШХ1.300	600x600x1800	ЛДСП в профілі	1 стулка, 1 двері	Одна секція
ШХ2.100	900x400x1800	Ламінована ДСП	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШХ2.200	900x600x1800	Ламінована ДСП	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШХ2.300	600x600x1800	Ламінована ДСП	1 стулка, 1 двері	Одна секція
ШХ4.100	900x400x1800	Метал	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШХ4.200	900x600x1800	Метал	2 стулки, 2 двері	Дві секції
ШХ4.300	600x600x1800	Метал	1 стулка, 1 двері	Одна секція



Шафи медичні для зберігання документів та посуду одно- та двостулкові.

- ✓ Каркас - з травмобезпечного алюмінієвого сплаву перетином 25x25 мм (без гострих кутів).
- ✓ Матеріал корпусу: ламінована ДСП, скло та їх комбінація.
- ✓ Передбачені замки та регулювання за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Двері	Модифікація
ШМ1.100	475x400x1800	ЛДСП в профілі	Верх - скло, низ - ЛДСП	1 стулка, 2 двері
ШМ1.101	475x400x1800	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	1 стулка, 2 двері
ШМ1.210	475x600x1800	Верх - скло, низ - ЛДСП	Верх - скло, низ - ЛДСП	1 стулка, 2 двері
ШМ1.211	475x600x1800	Скло в профілі	Скло	1 стулка, 2 двері
ШМ2.100	900x400x1800	ЛДСП в профілі	Верх - скло, низ - ЛДСП	2 стулки, 4 двері
ШМ2.200	900x600x1800	Верх - скло, низ - ЛДСП	Верх - скло, низ - ЛДСП	2 стулки, 4 двері
ШМ3.100	900x400x1800	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	2 стулки, 4 двері
ШМ3.200	900x600x1800	Скло в профілі	Скло	2 стулки, 4 двері



Стелажи медичні для зберігання в різних варіантах матеріалів.

- ✓ Виготовлені з листової сталі, покритої білою епокси-поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Дверки шафи зі скла в металевій рамі. Полиці - металеві регульовані.
- ✓ Можуть комплектуватися сейфом в нижній частині.
- ✓ Встановлені на ніжки з регульованими опорами.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Полиці	Комплектація
СТ1.500	600x400x1800	Профіль з алюмінію	Скло	П'ять полиць
СТ1.501	900x400x1800	Профіль з алюмінію	Скло	П'ять полиць
СТ2.500	600x400x1800	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	П'ять полиць
СТ2.501	900x400x1800	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	П'ять полиць
СТ3.500	600x400x1800	Метал	Метал	П'ять полиць
СТ3.501	900x400x1800	Метал	Метал	П'ять полиць



ШК1.100



ШК1.201



ШК2.100

Шафи медичні картотечні для зберігання документів форматів А5 та А4.

- ✓ Виготовляються з ламінованої ДСП в алюмінієвому профілі та без профіля.
- ✓ Комплектуються висувними шухлядами по 4 та 8 шт.
- ✓ Передбачене регулювання за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Призначення
ШК1.100	900x500x1530	ЛДСП в профілі	Подвійний, 8 шухляд	Для документів А4
ШК1.200	450x500x1530	ЛДСП в профілі	Одинарний, 4 шухляди	Для документів А4
ШК2.100	900x500x1530	Ламінована ДСП	Подвійний, 8 шухляд	Для документів А4
ШК2.200	450x500x1530	Ламінована ДСП	Одинарний, 4 шухляди	Для документів А4
ШК1.101	900x500x1530	ЛДСП в профілі	Подвійний, 8 шухляд	Для документів А5
ШК1.201	450x500x1530	ЛДСП в профілі	Одинарний, 4 шухляди	Для документів А5
ШК2.101	900x500x1530	Ламінована ДСП	Подвійний, 8 шухляд	Для документів А5
ШК2.201	450x500x1530	Ламінована ДСП	Одинарний, 4 шухляди	Для документів А5



ПС2.100



ПС3.100

Столи з надбудовою і тумбою для облаштування постів медсестер. ресепшн.

- ✓ Виготовляються з ламінованої ДСП в алюмінієвому профілі та без профіля.
- ✓ Комплектуються надставкою з полицями, тумбою з шухлядами.
- ✓ Виконуються в прямому та кутовому варіанті, на 1 або 2 робочих місця (згідно таблиці артикулів).
- ✓ Встановлені на ніжки з регульованими опорами.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Призначення
ПС1.100	1700x2300x1215	ЛДСП в профілі	Кутовий, 2 робочих місця	Пост / Ресепшн
ПС2.100	1700x1700x1215	ЛДСП в профілі	Кутовий, 1 робоче місце	Пост / Ресепшн
ПС3.100	1500x625x1215	ЛДСП в профілі	Прямий, 1 робоче місце	Пост / Ресепшн

СМ
Стіл медичний для лікаря



СМ1.100

СМ2.200

СМ3.102

Столи медичні для лікаря з ЛДСП в алюмінієвому профілі з тумбою різних модифікацій:

- тумба з одним висувним ящиком і відділенням з дверцятами (СМ1);
- тумба з дверцятами і регульованою полицею всередині (СМ2);
- тумба з 4-ма висувними шухлядами (СМ3).
- ✓ Габарити і матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Передбачені замки на тумбах та регулювання за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Модифікація
СМ1.100	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Тумба ящик/двері
СМ1.102	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Тумба ящик/двері
СМ1.200	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Тумба ящик/двері
СМ1.202	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Тумба ящик/двері
СМ2.100	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Тумба двері
СМ2.102	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Тумба двері
СМ2.200	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Тумба двері
СМ2.202	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Тумба двері
СМ3.100	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Тумба 4 шухляди
СМ3.102	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Тумба 4 шухляди
СМ3.200	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Тумба 4 шухляди
СМ3.202	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Тумба 4 шухляди

СМ
Стіл медичний для лікаря



СМ4.202

СМ5.100

СМ6.100

Столи медичні для лікаря з ЛДСП в травмобезпечному алюмінієвому профілі різних модифікацій:

- з двома тумбами (СМ4);
- без тумб (СМ5)
- кутовий, без тумб (СМ6)
- ✓ Габарити і матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Передбачені замки на тумбах та регулювання за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Модифікація
СМ4.102	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	дві тумби
СМ4.202	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	дві тумби
СМ5.100	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	без тумби
СМ5.102	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	без тумби
СМ5.200	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	без тумби
СМ5.202	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	без тумби
СМ6.100	1600х1250х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	кутовий, без тумби
СМ6.200	1600х1250х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	кутовий, без тумби

СМ
Стіл медичний для лікаря



Столи медичні для лікаря з ламінованої ДСП в різних модифікаціях.

- ✓ Стільниця з ламінованої ДСП товщиною 25 мм.
- ✓ Модифікація та габарити - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Передбачені замки на тумбах та регулювання за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Модифікація
СМ1.110	1200х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Тумба ящик/двері
СМ1.112	1500х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Тумба ящик/двері
СМ2.110	1200х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Тумба двері
СМ2.112	1500х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Тумба двері
СМ3.110	1200х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Тумба 4 шухляди
СМ3.112	1500х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Тумба 4 шухляди
СМ4.112	1500х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Дві тумби
СМ5.110	1200х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Без тумби
СМ5.112	1500х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Без тумби
СМ6.110	1600х1250х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Кутовий, без тумби

СМ
Стіл медичний палатний



Столи медичні палатні можуть використовуватися також в їдальнях.

- ✓ Розташовані на хромованих опорах або металевому каркасі.
- ✓ Габарити та матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Опори	Стільниця	Форма
СМ7.100	1200х600х750	Хромовані опори	Ламінована ДСП	Прямокутний
СМ7.101	900х900х750	Хромовані опори	Ламінована ДСП	Квадратний
СМ7.102	900х600х750	Хромовані опори	Ламінована ДСП	Прямокутний
СМ7.110	1200х700х760	Металевий каркас	Ламінована ДСП	Прямокутний
СМ7.111	800х800х760	Металевий каркас	Ламінована ДСП	Квадратний
СМ7.200	1200х600х750	Хромовані опори	Ламінат високого тиску	Прямокутний
СМ7.201	900х900х750	Хромовані опори	Ламінат високого тиску	Квадратний
СМ7.202	900х600х750	Хромовані опори	Ламінат високого тиску	Прямокутний
СМ7.210	1200х700х760	Металевий каркас	Ламінат високого тиску	Прямокутний
СМ7.211	800х800х760	Металевий каркас	Ламінат високого тиску	Квадратний
СМ7.300	1200х600х750	Хромовані опори	Хімічно стійкий пластик	Прямокутний
СМ7.301	900х900х750	Хромовані опори	Хімічно стійкий пластик	Квадратний
СМ7.302	900х600х750	Хромовані опори	Хімічно стійкий пластик	Прямокутний
СМ7.310	1200х700х760	Металевий каркас	Хімічно стійкий пластик	Прямокутний
СМ7.311	800х800х760	Металевий каркас	Хімічно стійкий пластик	Квадратний

СР
Стіл для роботи на комп'ютері



CP1.100



CP1.110



CP1.201

Столи медичні для комп'ютера з ЛДСП в травмобезпечному алюмінієвому профілі або без профіля.

- ✓ Комплектуються відділенням для системного блоку і висувною полицею для клавіатури.
- ✓ Стільниця з ламінованої ДСП товщиною 25 мм або з ламінату високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно стійким пластиком).
- ✓ Передбачене регулювання за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Призначення
CP1.100	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Для роботи на ПК
CP1.101	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Для роботи на ПК
CP1.200	1200х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Для роботи на ПК
CP1.201	1500х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Для роботи на ПК
CP1.110	1200х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Для роботи на ПК
CP1.111	1500х600х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Для роботи на ПК
CP1.210	1200х600х750	Ламінована ДСП	Ламінат високого тиску	Для роботи на ПК
CP1.211	1500х600х750	Ламінована ДСП	Ламінат високого тиску	Для роботи на ПК

ТС
Тумба медична стаціонарна



TC3.110



TC2.111



TC1.100



TC2.100



TC3.100

Тумби медичні стаціонарні можуть бути приставлені до столів або стояти окремо.

- ✓ Виготовляються з ЛДСП в травмобезпечному алюмінієвому профілі або без профіля.
- ✓ Модифікація та матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Передбачене регулювання тумби за рівнем підлоги.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Модифікація
ТС1.100	450х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Двері, 1 полиця, замок
ТС1.110	400х500х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Двері, 1 полиця
ТС1.111	400х500х750	Ламінована ДСП	Ламінат високого тиску	Двері, 1 полиця
ТС1.200	450х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Двері, 1 полиця, замок
ТС2.100	450х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Ящик / двері, замки
ТС2.110	400х500х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Ящик / двері
ТС2.111	400х500х750	Ламінована ДСП	Ламінат високого тиску	Ящик / двері
ТС2.200	450х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Ящик / двері, замки
ТС3.100	450х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	4 шухляди, замок
ТС3.110	400х500х750	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	4 шухляди
ТС3.200	450х600х750	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	4 шухляди, замок



TM1.100



TM3.200



TM6.100



TM4.100



TM2.100



TM5.200

Тумби медичні мобільні можуть підкочуватися під столи.

- ✓ Виготовляються з ЛДСП в травмобезпечному алюмінієвому профілі.
- ✓ Модифікація та матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Розташовані на роликових опорах, передні з фіксатором руху.
- ✓ Укомплектовані замком.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Модифікація
TM1.100	400x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Двері, 1 полиця
TM1.200	400x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Двері, 1 полиця
TM2.100	400x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Ящик, двері
TM2.200	400x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Ящик, двері
TM3.100	400x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Три шухляди
TM3.200	400x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Три шухляди
TM4.100	600x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Двері, 1 полиця
TM4.200	600x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Двері, 1 полиця
TM5.100	600x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Ящик, двері
TM5.200	600x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Ящик, двері
TM6.100	600x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Три шухляди
TM6.200	600x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Три шухляди



TM8.100



TM10.100



TM11.200



TM9.200

Тумби медичні на колесах з фіксацією руху.

- ✓ Виготовляються з ЛДСП в травмобезпечному алюмінієвому профілі.
- ✓ Модифікація та матеріал стільниці - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Розташовані на роликових опорах, передні з фіксатором руху.
- ✓ Укомплектовані замками.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Призначення
TM8.100	900x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	2 двері, 2 відділення
TM8.200	900x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	2 двері, 2 відділення
TM9.100	900x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	2 ящика, 2 двері
TM9.200	900x500x700	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	2 ящика, 2 двері
TM10.100	400x500x800	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Двері, ящик, столик
TM10.200	400x500x800	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Двері, ящик, столик
TM11.100	400x500x800	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Двері, відкрите відділення
TM11.200	400x500x800	ЛДСП в профілі	Ламінат високого тиску	Двері, відкрите відділення

ТМ
Тумба медична мобільна



ТМ2.110



ТМ3.110



ТМ8.110



ТМ4.110



ТМ6.110



ТМ10.110

Тумби медичні мобільні з ламінованою ДСП в різних модифікаціях.

- ✓ Модифікація та габарити - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Розташовані на роликових опорах, передні з фіксатором руху.
- ✓ Укомплектовані замком.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Стільниця	Модифікація
ТМ1.110	400x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Двері, 1 полиця
ТМ2.110	400x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Ящик, двері
ТМ3.110	400x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Три шухляди
ТМ4.110	600x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Двері, 1 полиця
ТМ5.110	600x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Ящик, двері
ТМ6.110	600x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Три шухляди
ТМ8.110	900x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	2 двері, 2 відділення
ТМ9.110	900x500x700	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	2 ящика, 2 двері
ТМ10.110	400x500x800	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Двері, ящик, столик
ТМ11.110	400x500x800	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Двері, відкрите відділення

ШН
Шафа медична навісна



ШН2.101



ШН3.200



ШН3.100



ШН1.100

Шафи навісні настінні з різних матеріалів для зберігання необхідних речей в кабінетах.

- ✓ Виготовляються з ЛДСП в алюмінієвому профілі або з металу з порошковим покриттям.
- ✓ Модифікація та матеріал виготовлення - згідно таблиці артикулів.
- ✓ Комплектуються кріпленням для підвісу на стіну.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Двері	Модифікація
ШН1.100	900x300x450	ЛДСП в профілі	Скло	Дві двері
ШН1.101	1200x300x450	ЛДСП в профілі	Скло	Дві двері
ШН2.100	900x300x450	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Дві двері
ШН2.101	1200x300x450	ЛДСП в профілі	Ламінована ДСП	Дві двері
ШН3.100	900x300x450	Метал	-	Відкрита
ШН3.200	900x300x450	Метал	Скло	Дві двері
ШН3.300	900x300x450	Метал	Метал	Дві двері



Негатоскопи дозволяють читати і аналізувати рентгенівський знімок під час огляду пацієнта.
 ✓ Виготовлені з листової сталі, пофарбованої епокси-поліефірної порошковою фарбою білого кольору.
 ✓ Можна встановлювати на стіл або підвішувати на стіну.

Оснащені:

- світлодіодною підсвіткою,
- матовим екраном,
- фіксатором для рентгенограм,
- регулятором яскравості.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Каркас	Екран (ДхВ), мм	Модифікація
H1.100	400x45(220)x485(520)	Метал	320x370	Однокадровий
H2.100	800x45(220)x485(520)	Метал	720x370	Двокадровий
H3.100	1200x45(220)x485(520)	Метал	1120x370	Трикадровий
H4.100	1500x45(220)x485(520)	Метал	1420x370	Чотирикадровий



- ✓ **Аптечки навісні** виготовлені з листової сталі, укомплектовані замком.
- ✓ **Ростомір дитячий настільний** - з ламінованої ДСП з лінійкою.
- ✓ **Ростомір підлоговий** - з металу для вимірювання росту стоячи.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Модифікація	Комплектація
A1.100	300x180x400	Метал	Двері скляні	Замок, кріплення
A1.200	300x180x400	Метал	Двері металеві	Замок, кріплення
P1.100	450x400x2210	Метал	Підлоговий	Рухомий рівень
P1.200	460x900x115	Ламінована ДСП	Настільний (дитячий)	Рухомий упор



BM1.100



BM1.200



BM2.100



BM1.300

Візки медичні з металу для перевезення білизни, тощо.

- ✓ Виготовлені з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Розташовані на колесах з фіксацією руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Призначення	Комплектація
BM1.100	1100x600x980	Метал	Для білизни	Мішок, полиця
BM1.200	1100(1290)x600x980	Метал	Для білизни	Борти
BM1.300	1100x600x1000	Метал	Для білизни	Відкидні борти
BM2.100	1100x600x980	Метал	Сервісний	-



BM5.100



BM3.100



BM3.200




BM4.100

Візки медичні з металу для перевезення білизни, тощо.

- ✓ Виготовлені з металу, покритого епокси-поліефірною порошковою білою фарбою.
- ✓ Розташовані на колесах з фіксацією руху.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал	Призначення	Комплектація
BM3.100	500x620x1000	Метал	Для медичних відходів	Кришка, для 1 мішка
BM3.200	900x620x1000	Метал	Для медичних відходів	Дві кришки, для 2 мішків
BM4.100	1050x600x950	Метал	Для прибирання	Тримачі для інвентарю
BM5.100	800x500x880	Нержавіюча сталь	Сервісний	Дві полиці



ПН2.101

ПН1.103

Панелі настінні призначені для захисту стін від пошкоджень.

- ✓ Виготовляються з ламінованої ДСП в алюмінієвому профілі або без профіля.
- ✓ Комплектується кріпленнями до стіни.

Артикул	Габарити (ДхГхВ), мм	Матеріал
ПН1.101	600x16x250	ЛДСП в профілі з алюмінію
ПН1.102	900x16x250	ЛДСП в профілі з алюмінію
ПН1.103	1200x16x250	ЛДСП в профілі з алюмінію
ПН1.104	1500x16x250	ЛДСП в профілі з алюмінію
ПН2.101	600x25x250	Ламінована ДСП
ПН2.102	900x25x250	Ламінована ДСП
ПН2.103	1200x25x250	Ламінована ДСП
ПН2.104	1500x25x250	Ламінована ДСП



TF IV LUX

Polo black

**LK Special
Standart**

**Ergowork
Ring**

Стільці та табурети з підйомом по висоті (газ-ліфт).

- ✓ Матеріали витримують обробку дезинфікуючими засобами.
- ✓ Для роботи за високими столами рекомендовано стільці на шарнірних опорах.

Артикул	Сидіння	Колір	Опори	Комплектація
Табурет Polo standart	Поліуретан	Чорний	Ролики	-
Табурет Polo black	Поліуретан	Чорний, Синій, Зелений	Шарніри	Підставка для ніг
Табурет	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Ролики	-
Стілець LK Special standart	Поліуретан	Чорний	Ролики	-
Стілець LK Special ring	Поліуретан	Чорний	Шарніри	Підставка для ніг
Стілець Ergowork standart	Поліуретан	Сірий	Ролики	-
Стілець Ergowork ring	Поліуретан	Сірий	Шарніри	Підставка для ніг
Стілець TF IV LUX низький	Шкірозамінник	Білий	Ролики	Підставка для ніг
Стілець TF IV LUX високий	Шкірозамінник	Білий	Ролики	Підставка для ніг

Виробництво медичних меблів

- ✓ Більше 20 років досвіду
- ✓ Спеціалізоване виробництво повного циклу
 - ✓ ISO 9001, 13485, 14001
- ✓ Декларація на медичні вироби
 - ✓ Гарантія 18 місяців
 - ✓ Паспорт на кожен виріб
- ✓ Супутні послуги та сервіс
 - ✓ Комплексні рішення



Інтернет-магазин
amed.ua



Шоу-рум
м. Бровари, вул. Січових стрільців, 8



+38 044 364 42 42
+38 067 214 05 50



info@amed.ua

